

## Garantie

10 Jahre auf Rahmen  
& Untergestell  
5 Jahre auf Polsterung  
& Bezugsmaterial



 SEITE DRUCKEN

## Modell «ATHLET XXL» Feldenkrais & Vojta/Bobath

Extra breit, extra lang, extra stabil und superleicht



Der «ATHLET XXL» ist die konsequente Weiterentwicklung des Modells «ATHLET». Der aufgeklappte Tisch steht felsenfest und eignet sich für alle Formen tiefer Körperarbeit sowie für die Feldenkrais und Vojta/Bobath-Arbeit. Standardausführung mit verstärkter Holz-Unterplatte.

### «ATHLET XXL» Feldenkrais



**CHF 998.00** inkl. MwSt.

### «ATHLET XXL» Vojta/Bobath



Breite 102 cm, «Semi-Firm»- oder «Physio»-Polsterung

**CHF 998.00** inkl. MwSt.



► **Weitere Polsteroptionen**

► **Bezugsmaterial & Polsterfarben**

► **Durchdachtes Zubehör  
in grosser Auswahl**

## Daten & Ausführung

erhältliche Breiten:	84 oder 89 cm
Länge:	198 cm
Höhe:	40 - 63 cm (Teleskopverstell.)
Gewicht:	ca. 13,5 kg - 15,5 kg je nach Breite
statische Belastbarkeit:	1000 kg
Arbeitsgewicht:	250 kg
Standardpolsterung:	die extra feste «Ultra-Firm» Feldenkrais-Auflage
Bezugsmaterial:	«Terra Touch» «Ultra Touch» gegen Aufpreis
Herkunftsland:	USA

- Geprüfte Qualität: CE und UL
- 10 Jahre Garantie auf die Unterkonstruktion und tragenden Teile
- 5 Jahre Garantie auf Bezugsmaterial und Polsterung