

## Modell «Athlet Backrest»

Mit der extra leichten und extra stabilen Leichtmetall-Unterkonstruktion des Modells Athlet



Die Tische «Backrest Wood» und «Athlet Backrest» ermöglichen die Lagerung des Klienten mit erhöhtem Oberkörper. Dies ist wichtig bei der Behandlung asthma- oder herzkranker Klienten und empfiehlt sich bei der Fussreflexzonen-therapie, Akupunktur und bei kosmetischen Anwendungen u. a.



Konstruktionsmerkmale wie der ATHLET sowie zusätzlich: **Backrest Top**-Rückenteil verstellbar in 6 Positionen von waagrecht bis 60°.

«Athlet Backrest»



CHF 975.00 inkl. MwSt.

### ► **Bezugsmaterial & Polsterfarben**

### ► **Durchdachtes Zubehör & Optionen in grosser Auswahl**



z.B. Arm- und Kopfstützen, Tragetaschen etc.



**Aufpreis für**

**das luxuriöse Bezugsmaterial «Ultra Touch» CHF 115.00 inkl. MwSt.**

### ► **Bezugsmaterial & Polsterfarben**



Massagetische, Massagetisch, Massageliegen, Massageliege, Behandlungsliegen, Behandlungsliege, Therapieliege, Therapieliegen, Kosmetikliege, Kosmetikliegen, OAKWORKS, Kofferliegen, Kofferliege, Letto da massaggio, Lettini da massaggio, Lettino da massaggio, Lettino per massaggi, Lettini per massaggi, Tables de massage, Table de massage, Massageschule, Massageschulen, transportable Massageliegen, transportable Massageliege, massage table, massage tables

[HOME](#) | [PRODUKTEHAUPTSEITE](#) |  [SEITE DRUCKEN](#) | [WEBDESIGN](#)

## Daten & Ausführung

erhältliche Breiten:	68 cm, 76 cm
Länge:	185 cm
Höhe:	63-86 cm (Teleskopverstellung)
Gewicht:	ca. 14 - 16 kg je nach Breite
statische Belastbarkeit:	1000 kg
Arbeitsgewicht:	250 kg
Standardpolsterung:	«Plush» 7.5 cm (weich)
Bezugsmaterial:	das neue «Terra Touch»
Herkunftsland:	USA

- Holz natur lackiert
- Geprüfte Qualität: CE und UL
- 10 Jahre Garantie auf die Unterkonstruktion und tragenden Teile
- 5 Jahre Garantie auf Bezugsmaterial und Polsterung