

Modell «ProLuxe Backrest» elektrisch höhenverstellbar – auf Rollen leicht zu transportieren !



Seit einigen Jahren produziert OAKWORKS auch einen **Scherenlifttisch**. Der Vorteil der Scherenmechanik: Kein horizontaler Versatz der Liegefläche wenn die Höhe verstellt wird. Trotz ansprechend leichtem Design ist die Liege äusserst stabil, standhaft und rüttelfest - und noch ein Vorteil: Die Liege lässt sich sehr tief herunterfahren (je nach Polsterung auf ca. 45 cm) und bietet viel Beinfreiheit! Sie haben die Wahl zwischen fünf verschiedenen Modellen, diversen Polsterungen und Polsterbreiten.

Backrest Top

Vielseitig einsetzbar!

Rückenteil manuell stufenlos verstellbar von horizontal bis nahezu senkrecht.

Standardausführung mit Kastennaht & Rounded Corners.

«ProLuxe Backrest»

mit stufenlos positiv verstellbarem Rückenteil,
Kastennaht und Rounded Corners-Top

CHF 2'530.00 inkl. MwSt.



Einseitig auf Rollen,
leicht transportierbar

- ▶ **Bezugsmaterial & Polsterfarben**
- ▶ **Optionen & Zubehör für stationäre Liegen**

Aufpreis für Optionen

Länge 190 cm	CHF 150.00 inkl. MwSt.
Breite 84 cm	CHF 150.00 inkl. MwSt.
Komfortpolsterung «Aero-Cel» 10 cm	CHF 145.00 inkl. MwSt.
Polsterung «Semi Firm» 5 cm, mittel weich	ohne Aufpreis.
Polsterung «Physio» fest	CHF 65.00 inkl. MwSt.
Bezugsmaterial «Ultra Touch» Tisch	CHF 145.00 inkl. MwSt.
- «Ultra Touch» Accessoire	CHF 30.00 inkl. MwSt.
Zusätzlicher Fusschalter	CHF 365.00 inkl. MwSt.

► Bezugsmaterial & Polsterfarben

Daten & Ausführung



erhältliche Breiten:	68, 74, 79 cm (84 cm gegen Aufpreis)
Länge:	185 cm (190 cm gegen Aufpreis)
Höhe stufenlos elektrisch verstellbar:	mit einem Fusschalter 46 cm - ca. 86 cm
Eigengewicht:	ca. 75 kg je nach Breite und Ausführung
Hubleistung:	200 kg
Standardpolsterung:	«Plush» 7.5 cm
Bezugsmaterial:	das neue «Terra Touch» «Ultra Touch» gegen Aufpreis
Untergestell:	Scherenhubsystem einseitig auf Rollen – leicht verschiebbar

- Geprüfte Qualität: CE und UL
- 10 Jahre Garantie auf die Unterkonstruktion und tragenden Teile
- 5 Jahre Garantie auf Bezugsmaterial und Polsterung
- 2 Jahre Garantie auf elektrische Bauteile