

Modell «ProLuxe Classic»

elektrisch höhenverstellbar

– auf Rollen leicht zu transportieren !



ProLuxe Classic mit Standard-Top

«ProLuxe Classic» Standard-Top



CHF 2'280.00 inkl. MwSt.

Seit einigen Jahren produziert OAKWORKS auch einen **Scherenlifttisch**. Der Vorteil der Scherenmechanik: Kein horizontaler Versatz der Liegefläche wenn die Höhe verstellt wird.

Trotz ansprechend leichtem Design ist die Liege äusserst stabil, standhaft und rüttelfest - und noch ein Vorteil: Die Liege lässt sich sehr tief herunterfahren (je nach Polsterung auf ca. 45 cm) und bietet viel Beinfreiheit! Sie haben die Wahl zwischen fünf verschiedenen Modellen, diversen Polsterungen und Polsterbreiten.



Einseitig auf Rollen,
leicht transportierbar

► Bezugsmaterial & Polsterfarben

► Optionen & Zubehör für stationäre Liegen

Aufpreis für Optionen

Länge 190 cm	CHF 150.00 inkl. MwSt.
Breite 84 cm	CHF 150.00 inkl. MwSt.
Rounded Corners & Kastennaht	CHF 75.00 inkl. MwSt.
Komfortpolsterung «Aero-Cel» 10 cm	CHF 145.00 inkl. MwSt.
Polsterung «Semi Firm» 5 cm, mittel weich	ohne Aufpreis.
Polsterung «Physio» fest	CHF 65.00 inkl. MwSt.
Bezugsmaterial «Ultra Touch» Tisch	CHF 145.00 inkl. MwSt.
- «Ultra Touch» Accessoire	CHF 30.00 inkl. MwSt.
Zusätzlicher Fusschalter	CHF 365.00 inkl. MwSt.

 **Bezugsmaterial & Polsterfarben**

Daten & Ausführung



erhältliche Breiten:	68, 74, 79 cm (84 cm gegen Aufpreis)
Länge:	185 cm (190 cm gegen Aufpreis)
Höhe stufenlos elektrisch verstellbar:	mit einem Fusschalter 46 cm - ca. 86 cm
Eigengewicht:	ca. 75 kg je nach Breite und Ausführung
Hubleistung:	200 kg
Standardpolsterung:	«Plush» 7.5 cm
Bezugsmaterial:	das neue «Terra Touch» «Ultra Touch» gegen Aufpreis
Untergestell:	Scherenhubsystem einseitig auf Rollen – leicht verschiebbar

- Geprüfte Qualität: CE und UL
- 10 Jahre Garantie auf die Unterkonstruktion und tragenden Teile
- 5 Jahre Garantie auf Bezugsmaterial und Polsterung
- 2 Jahre Garantie auf elektrische Bauteile