

Produktinformation und Technisches Datenblatt

Version: 01.01.2017 / CH-de

Quick Desinfect

Desinfektionsmittel Fertiglösung für Flächen und Gegenstände

„Biocide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.“

Zulassung für folgende Produktarten:

- 02 Desinfektionsmittel für den Privatbereich und den Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens sowie andere Biozidprodukte im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens
- 03 Biozidprodukte für die Hygiene im Veterinärbereich
- 04 Desinfektionsmittel für den Lebens- und Futtermittelbereich

Wirkungsspektrum

Bakterizid, fungizid (Candida albicans) und partiell viruzid. Wirksam gegen Hepatitis B, HIV, Mykobakterien (TbB) und Rotaviren, Noroviren (Polio- und Adenoviren).

Organismus	Methode	Konzentration Fertiglösung 2%	Einwirkzeit
Standardbakterien inkl. Candida albicans	DGHM Quantitativer Flächendesinfektions- versuch DGHM Qualitativer Keimträgerversuch	100 %	15 Min.
Mykobakterien	DGHM Quantitativer Suspensionsversuch	100 %	5 Min.
HBV/HIV	Antigeninaktivierung	100 %	1 Min.
Rotaviren	DVV Quantitativer Suspensionsversuch	100 %	1 Min.

Wirkstoff

Summe der folgenden Komponenten:

< 0.2%

- Didecyldimethylammoniumchlorid
- Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-alkyldimethyl-, Chloride
- Quaternäre Ammoniumverbindungen, Alkyl[(ethylphenyl)methyl] dimethyl-, Chloride

Dosierung

Unverdünnt anwenden, einsprühen, wischen, eintauchen oder durchspülen.

Produktinformation und Technisches Datenblatt

Version: 01.01.2017 / CH-de

Eigenschaften

- Fleckt nicht, reinigend, blutaflösend
- Geruchsneutral, neutralisiert Geruchsbakterien
- Gute Materialverträglichkeit

Einstufung

Quick Desinfect ist nicht einstufungspflichtig nach der Globally Harmonized System (GHS).

Kennzeichnung

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hinweis: Gesundheitsschädlich bei unsachgemässer Anwendung.

Anweisungen für die sichere Entsorgung

P501 Teilentleerte(r) oder entleerte(r) Verpackung/Behälter/Dose mit Wasser spülen und mit Hausmüll deponieren oder einer Abfallverwertung Sammelstelle übergeben.

Packungen

Dose mit 120 Feuchttüchlein / Karton à 12 Stück

Nachfüllbeutel mit 120 Stück Feuchttüchlein / Karton à 12 Stück

1 Liter Sprühflasche / Karton à 12 Stück

5 Liter Kanister